


Espaço morto	Volume Corrente	VFE/BFE %
18 ml	200 – 1500 ml	99,99 / 99,9999

CODE NO: RB02-A18



O Filtro Respiratório Descartável HMEF consiste em um meio filtrante (papel corrugado) de troca de calor e umidade (HME) juntamente com um meio filtrante eletrostático. Abra a embalagem e conecte o filtro no circuito respiratório e cateter mount no tubo endotraqueal.

**Precauções:** O HMEF não deve ser utilizado em conjunto com umidificação ativa.

 Instruções de referência.

Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

Importado e Distribuído para o Brasil por:

**GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPÊUTICO LTDA.**

Rua Veríssimo Rosa, 453- Bairro Partenon- RS –  
Brasil. CEP 90.620-244. / TEL (51) 3026-2323  
CNPJ: 02.988.857/0001-97 AFE: 1.04.448-3.

**ANVISA nº 10444830001**

Responsável Técnico: Moisés da Silva Hoffmann  
CREFITO 124577-F



STERILEEO

CE 0197

